

PASOS PARA ENVIAR A TRANSCRIPCIÓN



1

HABILITAR EL AUTOVALIDADO

Autovalidado

No



Si



2

ACTIVAR EL MICRÓFONO



3

PULSAR EL BOTÓN DE STOP



4

SI PREGUARDAR



PREGUARDAR

Desea preguardar el estudio?

Cancel

Si!



5

PULSAR EL BOTÓN AZUL PARA ENVIAR A TRANSCRIPCIÓN

Enviar a Transcripción

